


세포 내 유세포 분석용 토끼 항-인간 IL-2 단일클론 항체 - P60568

품목 번호: CM0011709



소개

인간 IL-2 (TCGF)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석용 형광체가 결합되어 있습니다. 면역 반응, T 세포 성장 및 내성 연구에 적합합니다. 인간과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IL-2 mAb
비고/별칭	IL-2; TCGF; lymphokine
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3558
유전자 ID	3558
면역원(Immunogen)	인간 IL-2 (NP_000577.2)의 아미노산 21-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P60568
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)