


세포 내 유세포 분석용 Rabbit Anti-Human IL-4 단일클론항체 - P05112

품목 번호: CM0010600



소개

인터루킨-4(IL-4)를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론항체입니다. 재조합 면역원 사용; 인간 샘플의 세포 내 유세포 분석에 적합합니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IL-4 mAb
비고/별칭	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
종	인간
유전자 ID	3565 (인간)
면역원	인간 IL-4 (NP_000580.1)의 아미노산 25-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P05112
단백질 무게	17 kDa
배송	아이스백