


## Rabbit Anti-Human IL-5 모노클로날 항체 (세포 내 유세포 분석용) - P05113

품목 번호: CM0010232



### 소개

로 접합된, 사람 인터루킨-5 (IL-5)를 표적하는 토끼 유래 모노클로날 항체입니다. 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 호산구 생물학, 알레르기성 염증 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                             |
|-------------|-------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human IL-5 mAb    |
| 비고/별칭       | EDF; IL-5; TRF; interleukin-5 |
| 종           | 사람                            |
| 유전자 ID (사람) | 3567                          |
| 유전자 ID      | 3567                          |
| 면역원         | 재조합 단백질                       |
| 원료          | 토끼                            |
| 분류          | 모노클로날 항체                      |
| 응용 분야       | FC (세포 내)                     |
| 교차 반응성      | 사람                            |
| SWISS       | P05113                        |
| 단백질 분자량     | 15kDa                         |
| 배송          | 아이스백                          |