


Rabbit Anti-Human IL-5 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P05113

품목 번호: CM0004687



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 호산구 조절의 핵심 사이토카인인 인간 IL-5를 표적합니다. 면역학 연구에서 세포 내 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IL-5 mAb
비고/별칭	EDF; IL-5; TRF; interleukin-5
종(Species)	Human
GeneID	3567
면역원(Immunogen)	인간 IL-5 (NP_000870.1)의 아미노산 20-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성	Human
SWISS	P05113
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)