


토끼 항-인간 IL-6R/Cd126 단일클론 항체, 유세포 분석용(세포 내) - P08887

품목 번호: CM0009144



소개

세포 내 유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 IL-6R/CD126 단일클론 항체. 재조합 세포외 도메인 면역원으로 제작되었으며, 인간 IL-6R과 교차 반응합니다. 면역학 및 염증 연구에서 IL-6 고전적 신호전달 경로와 트랜스 신호전달 경로를 조사하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 IL-6R/CD126 단일클론 항체
비고/별칭	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
종	인간
GeneID(인간)	3570
GeneID	3570
면역원	재조합 단백질 인간 IL-6R/CD126의 아미노산 20-358에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000556.1)
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P08887
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩