

Rabbit Anti-Human IL18R1 단일클론항체 (유세포분석용) - Q13478

품목 번호: CM0005692



소개

로 접합된 인간 IL18R1 (CD218a)에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 검증되었습니다. IL18 매개 경로, Th1 세포 반응 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IL18R1/IL-18 R alpha mAb
비고/별칭	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
종	인간
GeneID (Human)	8809
GeneID	8809
면역원	재조합 단백질 인간 IL18R1/IL-18 R alpha (NP_003846.1)의 아미노산 22-329에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13478
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백