

접합 토끼 유래 인간 IL18R1/IL-18 R 알파 단일클론항체 (유세포 분석용) - Q13478

품목 번호: CM0010130



소개

로 접합된, 인간 IL18R1 (CD218a)에 대한 토끼 유래 단일클론항체로, 유세포 분석에 대해 검증됨. 면역학 연구에서 Th1 세포 및 백혈구 상의 IL-18 수용체 알파를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 인간 IL18R1/IL-18 R 알파 단일클론항체
비고/별칭	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
종	인간
GeneID (인간)	8809
GeneID	8809
면역원	재조합 단백질 인간 IL18R1/IL-18 R 알파 (NP_003846.1)의 아미노산 22-329에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	Q13478
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백