


Rabbit Anti-Human IL23R Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q5Vwk5

품목 번호: CM0008469



소개

접합 토끼 단일클론 항체(인간 IL23R (PSORS7) 표적). 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 면역 세포, 자가면역 질환 및 종양 면역학에서 IL-23 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IL23R mAb
비고/별칭	PSORS7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	149233
GeneID	149233
면역원(Immunogen)	인간 IL23R (NP_653302.2)의 아미노산 124-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q5VWK5
단백질 분자량	41kDa/43kDa/72kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)