


접합 토끼 유래 인간 IL8 단일클론항체, 유세포분석용 (세포내) - P10145

품목 번호: CM0012469



소개

로 접합된, 인간 IL8에 대한 토끼 유래 단일클론항체로 세포내 유세포분석에 사용됩니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 염증 반응에 관여하는 케모카인 IL8을 표적합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IL8 mAb
비고/별칭	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAIP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
종	인간
유전자 ID (인간)	3576
유전자 ID	3576
면역원	인간 IL8 (NP_000575.1)의 아미노산 28-99에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P10145
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백