


유세포 측정용 토끼 항인간 IL8 단클론 항체 - P10145

품목 번호: CM0006079



소개

인간 IL8(인터루킨-8)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포 측정에 검증되었습니다. 단백질 분자량이 11kDa인 케모카인 유도 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 IL8 단클론 항체
비고/별칭	IL8; NAF; GCPI; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
반응 종	인간
유전자ID	3576
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P10145
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스 팩