


세포내 유세포 분석용 인간 IL8 토끼 단클론 항체 - P10145

품목 번호: CM0004351



소개

세포내 유세포 분석에서 검증된 표지 인간 IL8 토끼 단클론 항체입니다. 염증 및 면역학 연구에서 핵심 케모카인인 인간 IL8을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 IL8 단클론항체
비고/별칭	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LY NAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3576
유전자 ID	3576
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	세포내 유세포 분석 (FC intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P10145
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스백