

If/Icc 및 Fc(세포 내)용 토끼 항-인간 IL9 단일클론 항체 - P15248

품목 번호: CM0006234



소개

면역형광(IF/ICC) 및 세포 내 유세포분석(FC)용으로 검증된 접합 토끼 항-인간 IL9 단일클론 항체입니다. 면역 반응과 염증에 관여하는 사이토카인인 인터루킨-9을 표적합니다. 인간 시료용. SWISS: P15248.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 IL9 mAb
비고/별칭	IL9; HP40; IL-9; P40; 인터루킨-9
종	인간
GeneID (인간)	3578
GeneID	3578
면역원	인간 IL9의 아미노산 19-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000581.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P15248
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩