

Rabbit Anti-Human Il9 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc (Intra) - P15248

품목 번호: CM0005759



소개

IF/ICC 및 세포 내 유세포 분석에 대해 검증된 컨쥬게이티드 토끼 단일클론 항체(인간 IL9 타겟). IL9 매개 면역 반응, T 세포 분화 및 비만 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IL9 mAb
비고/별칭	IL9; HP40; IL-9; P40; interleukin-9
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	3578
면역원	인간 IL9 (NP_000581.1)의 아미노산 19-144를 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	IF/ICC, FC (intra)
교차 반응성	Human
SWISS	P15248
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩