

Rabbit Anti-Human Ilt5/Cd85A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry
- O75022

품목 번호: CM0010378



소개

유세포분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 접합 토끼 항-인간 ILT5/CD85a (LILRB3) 단일클론 항체입니다. 인간 B세포 및 단핵구의 억제성 면역 수용체를 검출하며, 인간 샘플에 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human ILT5/CD85a mAb
비고/별칭	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; 백혈구 면역글로불린 유사 수용체 B3
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	11025
면역원(Immunogen)	인간 ILT5/CD85a (NP_006855.3)의 아미노산 24-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	O75022
단백질 분자량	69kDa/71kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)