

Rabbit Anti-Human Integrin Alpha 3/Cd49C Mab - P26006

품목 번호: CM0010511

소개

FC용 Rabbit anti-human Integrin alpha-3 (CD49c) mAb. 라미닌/콜라겐 수용체를 표적하며, 인간 샘플에서 검증됨. 세포 접착, 이동 및 침습 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Integrin alpha 3/CD49c mAb
비고/별칭	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
종	인간
GeneID (Human)	3675
GeneID	3675
면역원	인간 Integrin alpha 3/CD49c (NP_002195.1)의 아미노산 466-620에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P26006
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백