

Rabbit Anti-Human Integrin-β1/Cd29 Monoclonal Antibody For Fc - P05556

품목 번호: CM0010061



소개

유전자 인테그린-β1 (CD29)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역 세포 및 암 연구에서 세포 부착, 이동 및 인테그린 매개 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Integrin-β1/CD29 mAb
비고/별칭	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
종	사람(Human)
GeneID	3688
면역원	사람 인테그린-β1/CD29 (NP_002202.2)의 아미노산 1-728에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P05556
단백질 분자량	87kDa/88kDa/91kDa
배송	아이스백