

토끼 항-인간 Integrin-B1/Cd29 단일클론항체 (Fc용) - P05556

품목 번호: CM0004296



소개

유세포 분석(Flow cytometry)을 위한 인간 Integrin beta-1 (CD29) 표적 결합 토끼 단일클론항체입니다. 인간 CD29를 인식하며, 분자량은 약 87-91 kDa입니다. 세포 부착 및 인테그린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 Integrin-β1/CD29 mAb
비고/별칭	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
종	인간
유전자 ID	3688
면역원	인간 Integrin-β1/CD29의 아미노산 1-728에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002202.2).
출처	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P05556
단백질 무게	87kDa/88kDa/91kDa
배송	아이스팩