


Rabbit Anti-Human Integrin B5/Itgb5 Mab For Fc - P18084

품목 번호: CM0009794



소개

유세포 분석용 인간 인테그린 $\beta 5$ (ITGB5)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 이 피브로넥틴 수용체는 세포 부착에 관여하며 아데노바이러스 진입 수용체로 작용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Integrin $\beta 5$ /ITGB5 mAb
비고/별칭	ITGB5; integrin beta-5
종(Species)	Human
GeneID	3693
항원(Immunogen)	인간 인테그린 $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2)의 아미노산 24-490 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P18084
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)