


유세포측정용 토끼 항인간 인테그린 B5/Itgb5 단클론 항체 - P18084

품목 번호: CM0009783



소개

인간 인테그린 $\beta 5$ (ITGB5)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정에서 검증된 이 항체는 피브로넥틴 수용체를 인식하며 세포 접착 연구 및 바이러스 침입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 인테그린 $\beta 5$ /ITGB5 단클론 항체
비고/별칭	ITGB5; 인테그린 베타-5
종	인간
유전자ID	3693
면역원	인간 인테그린 $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2)의 아미노산 24-490 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P18084
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩