


유동세포계측법용 인간 Itga1/Cd49A 토끼 단클론 항체 - P56199

품목 번호: CM0010597



소개

유동세포계측법용 고품질 표지 인간 ITGA1/CD49a 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며 인테그린 알파-1(CD49a/VLA-1)을 인식하여 세포 접착 및 면역 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 ITGA1/CD49a 토끼 단클론 항체
비고/별칭	VLA1; CD49a
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3672
유전자 ID	3672
면역원	인간 ITGA1/CD49a (NP_852478.1)의 아미노산 29-1141에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC (유동세포계측법)
교차 반응성	인간
SWISS	P56199
단백질 분자량	131kDa
배송 방식	아이스 팩