


Rabbit Anti-Human Itga1/Cd49A 단일클론항체 (유세포 분석용) - P56199

품목 번호: CM0008379



소개

인간 인테그린 알파-1 (ITGA1/CD49a/VLA-1)에 대한 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 세포 부착 및 인테그린 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human ITGA1/CD49a mAb
비고/별칭	VLA1; CD49a
종	인간
GeneID (Human)	3672
GeneID	3672
면역원	인간 ITGA1/CD49a (NP_852478.1)의 아미노산 29-1141 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P56199
단백질 무게	131kDa
배송	아이스백