

Rabbit Anti-Human Jam-A/Cd321/F11R Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Y624

품목 번호: CM0010796



소개

플로우 사이토메트리에 대해 검증된 인간 JAM-A (CD321, F11R)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 밀접 접합 역학, 면역 세포 이동 및 혈소판 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human JAM-A/CD321/F11R mAb
비고/별칭	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1
종	인간(Human)
유전자 ID	50848
면역원	인간 JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1)의 아미노산 28-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (플로우 사이토메트리)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9Y624
단백질 분자량	27kDa/32kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)