

토끼 항-인간 Jam-A/Cd321/F11R 단일클론 항체 (유세포 분석용) - Q9Y624

품목 번호: CM0009247



소개

유세포 분석용 토끼 항-인간 JAM-A/CD321/F11R 단일클론 항체입니다. 백혈구 이동(transmigration)에 관여하는 인간 JAM-A 밀착 연결(tight junction) 단백질을 인식합니다. 재조합 단백질 면역원을 사용하였으며 FC에 적합합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 JAM-A/CD321/F11R mAb
비고/별칭	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
종	인간 (Human)
GeneID	50848
면역원	인간 JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1)의 아미노산 28-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	Q9Y624
단백질 분자량	27kDa/32kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)