


토끼 항인간 Kir2DL2/Kir2DL3 단클론 항체 (If/Icc 및 Fc용) - P43628

품목 번호: CM0012446



소개

로 접합된 킬러세포 면역글로불린 유사 수용체인 인간 KIR2DL2/KIR2DL3에 특이적인 토끼 단클론 항체입니다. IF/ICC 및 FC에서 검증되었으며, NK 세포 억제 신호 전달 및 HLA-C 인식 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
비고/별칭	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; 킬러세포 면역글로불린 유사 수용체 2DL3
종	인간
유전자ID (인간)	3803/3804
유전자ID	3803/3804
면역원	인간 KIR2DL3 (NP_056952.2)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P43628
단백질 분자량	27kDa/37kDa/38kDa
배송	아이스팩