


토끼 항인간 Kir2DL2/Kir2DL3 단클론 항체 (If/Icc, Fc용) - P43628

품목 번호: CM0005078



소개

인간 KIR2DL2/KIR2DL3 (P43628)에 대한 고성능 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역형광 및 유세포 분석에 적합합니다. NK 세포 면역표현형 분석 및 억제 수용체 연구에 대해 검증되었습니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	토끼 항인간 KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
비고/별칭	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; 킬러 세포 면역글로불린 유사 수용체 2DL3
종	인간
GeneID (인간)	3803/3804
GeneID	3803/3804
면역원	인간 KIR2DL3(NP_056952.2)의 아미노산 22-245에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P43628
단백질 분자량	27kDa/37kDa/38kDa
배송	아이스백