


Rabbit Anti-Human Kir2Dl2/Kir2Dl3 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - P43628

품목 번호: CM0004673



소개

인간 KIR2DL2/KIR2DL3에 대한 고품질의 접합 토끼 단일클론 항체로, NK 세포 연구에서 면역형광법 및 유세포 분석에 이상적입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
비고/별칭	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3803/3804
GeneID	3803/3804
면역원	인간 KIR2DL3 (NP_056952.2)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P43628
단백질 분자량	27kDa/37kDa/38kDa
배송	아이스 백(Ice bag)