

Rabbit Anti-Human Kir2DL4/Cd158D Mab For Fc - Q99706

품목 번호: CM0012618



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 KIR2DL4/CD158d를 표적합니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 세포외 도메인(aa 24-242)을 인식합니다. NK 세포 수용체 연구 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Rabbit anti-Human KIR2DL4/CD158d mAb
비고/별칭	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4
종	Human
GeneID (Human)	3805
GeneID	3805
면역원	인간 KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5)의 아미노산 24-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q99706
단백질 분자량	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
배송	아이스 팩