

토끼 항-인간 Kir2DL4/Cd158D 단일클론항체 (Fc용) - Q99706

품목 번호: CM0004987



소개

이 결합된 토끼 항-인간 KIR2DL4/CD158d 단일클론항체입니다. 유세포 분석(Flow cytometry) 검증을 완료하였으며, HLA-G를 인식하고 모체-태아 경계면에서 NK 세포 기능을 매개하는 킬러 세포 면역글로불린 유사 수용체(KIR)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 KIR2DL4/CD158d 단일클론항체
비고/별칭	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; 킬러 세포 면역글로불린 유사 수용체 2DL4
종	인간
유전자 ID (인간)	3805
유전자 ID	3805
면역원	인간 KIR2DL4/CD158d의 아미노산 24-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002246.5)
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q99706
단백질 무게	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
배송	아이스팩