

## Rabbit Anti-Human Kir2Dl4/Cd158D Monoclonal Antibody For Fc - Q99706

품목 번호: CM0010338



### 소개

유전체 Q99706에 대응하는 인간 KIR2DL4/CD158d에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용입니다. 면역학 연구에서 NK 세포 조절 및 HLA-G 상호작용을 조사하는 데 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수    | 값                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | Rabbit anti-Human KIR2DL4/CD158d mAb                                                                       |
| 비고/별칭   | KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4 |
| 종       | 인간(Human)                                                                                                  |
| 유전자 ID  | 3805                                                                                                       |
| 면역원     | 인간 KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5)의 아미노산 24-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                                     |
| 공급원     | 토끼(Rabbit)                                                                                                 |
| 카테고리    | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                                                             |
| 응용      | FC                                                                                                         |
| 교차 반응성  | 인간(Human)                                                                                                  |
| SWISS   | Q99706                                                                                                     |
| 단백질 분자량 | 24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa                                                                        |
| 배송      | 아이스 팩(Ice bag)                                                                                             |