

Rabbit Anti-Human Klrg1 Polymab® For Fc - Q96E93

품목 번호: CM0005094



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 KLRG1 단일클론 항체. 인간 KLRG1(NK 세포 및 T 세포의 억제성 수용체)에 특이적으로 반응합니다. 면역 세포 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human KLRG1 PolymAb®
비고/별칭	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
종	인간(Human)
GeneID	10219
면역원	인간 KLRG1 (NP_001316028.1)의 아미노산 60-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q96E93
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 백(Ice bag)