

토끼 항-인간 Klrg1 Polymab® 유세포 분석용 - Q96E93

품목 번호: CM0009812



소개

유세포 분석용 인간 KLRG1 표적 결합 재조합 토끼 단일클론 항체. NK 세포 및 CD8+ T 세포에 발현되는 22 kDa 억제성 수용체를 인식합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 KLRG1 PolymAb®
비고/별칭	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
종	인간
유전자 ID	10219
면역원	인간 KLRG1의 아미노산 60-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001316028.1)
생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q96E93
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩