


유세포 분석용 토끼 항인간 람다 경쇄 단클론 항체 - P0Cg04

품목 번호: CM0008083



소개

인간 면역글로불린 람다 경쇄 불변 영역을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플의 유세포 분석(FC) 검증이 완료되었습니다. B 세포 및 체액성 면역 연구에 이상적이며, 재조합 면역원(아미노산 1-106), 분자량 ~11kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 람다 경쇄 단클론 항체
반응 종	인간
면역원	인간 람다 경쇄의 아미노산 1-106에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P0CG04
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스 팩