


유세포측정을 위한 토끼 항인간 램다 경쇄 단클론 항체 - P0CG04

품목 번호: CM0005319



소개

인간 램다 경쇄에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, 유세포측정을 위해 로 접합되었습니다. 면역학 연구에서 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. 스위스-프룻: P0CG04.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 항인간 램다 경쇄 단클론 항체(mAb)
종	인간
면역원	인간 램다 경쇄의 아미노산 1-10번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P0CG04
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스팩