


토끼 항-인간 Lamp1/Cd107A 단일클론항체 - P11279

품목 번호: CM0009494



소개

세포 내 유세포 분석을 위한 결합 토끼 단일클론 항체로, 인간 LAMP1/CD107a를 표적합니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 리소좀 관련 막 당단백질 1을 표적합니다. 리소좀 생합성, 자가포식 및 NK 세포 세포독성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 LAMP1/CD107a 단일클론항체
비고/별칭	LAMPA; CD107a; LGP120
종	인간
GeneID (인간)	3916
GeneID	3916
면역원	인간 LAMP1/CD107a의 아미노산 29-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_005552.3)
유래 동물	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P11279
단백질 분자량	38kDa/45kDa
배송	아이스팩