


토끼 항-인간 Lamp1/Cd107A 단클론성 항체 (유세포 분석용, 세포 내) - P11279

품목 번호: CM0010965



소개

인간 LAMP1/CD107a를 표적하는 접합 토끼 단클론성 항체로, 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 리소좀 기능, 오토파지 및 NK 세포 세포독성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 LAMP1/CD107a mAb
비고/별칭	LAMPA; CD107a; LGP120
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3916
GeneID	3916
면역원(Immunogen)	인간 LAMP1/CD107a (NP_005552.3)의 아미노산 29-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론성 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P11279
단백질 분자량	38kDa/45kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)