


토끼 항-인간 Lamp1/Cd107A 단일클론 항체, 유세포 분석용(세포 내) - P11279

품목 번호: CM0008904



소개

인간 LAMP1/CD107a를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 리소좀 생합성 및 NK 세포 세포독성에 관여하는 38-45 kDa 리소좀 막 당단백질을 검출하기 위한 세포 내 유세포 분석(FC intra)용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 LAMP1/CD107a mAb
비고/별칭	LAMP1; CD107a; LGP120
종	인간
유전자 ID(인간)	3916
면역원	인간 LAMP1/CD107a의 아미노산 29-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005552.3)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P11279
단백질 분자량	38kDa/45kDa
배송	아이스팩