


세포내 유세포 측정용 토끼 항인간 Lamp1/Cd107A 단클론 항체 - P11279

품목 번호: CM0008244



소개

인간 LAMP1/CD107a (SWISS: P11279)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포 측정에 적합합니다. 리소좀 기능, 자가포식 및 NK 세포 세포독성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 LAMP1/CD107a mAb
비고/별칭	LAMP1; CD107a; LGP120
종	인간
유전자ID	3916
면역원	인간 LAMP1/CD107a (NP_005552.3)의 아미노산 29-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P11279
단백질 분자량	38kDa/45kDa
배송	아이스 팩