

토끼 항인간 Lamp2 단클론항체 (If/Icc 및 세포내 Fc용) - P13473

품목 번호: CM0004520



소개

결합 토끼 항인간 LAMP2 단클론항체로, IF/ICC 및 세포내 유세포분석 검증이 완료되었습니다. 자가포식, 리소좀 생합성 및 리소좀 축적병 연구에서 리소좀 막단백질 LAMP2 (CD107b)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 LAMP2 mAb
비고/별칭	DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3920
면역원	인간 LAMP2 (NP_002285.1)의 아미노산 29-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	IF/ICC, FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P13473
단백질 분자량	44kDa/45kDa
배송 방식	아이스백