

## Rabbit Anti-Human Lamp2 단일클론항체 (If/Icc 및 세포내 유세포분석용) - P13473

품목 번호: CM0011700



### 소개

로 접합된 인간 LAMP2 (CD107b)에 대한 토끼 단일클론항체입니다. 면역형광/면역세포화학 및 세포내 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 인간 시료와 반응합니다. 자가포식 및 리소좀 기능에 관여하는 리소좀-연관 막 당단백질 2를 표적합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human LAMP2 mAb                |
| 비고/별칭       | DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110 |
| 종           | 인간                                         |
| GeneID (인간) | 3920                                       |
| GeneID      | 3920                                       |
| 면역원         | 재조합 단백질                                    |
| 원천          | 토끼                                         |
| 분류          | 단일클론항체                                     |
| 적용          | IF/ICC, FC (세포내)                           |
| 교차반응성       | 인간                                         |
| SWISS       | P13473                                     |
| 단백질 분자량     | 44kDa/45kDa                                |
| 배송          | 아이스백                                       |