

세포 내 유세포분석용 토끼 항-인간 Lamp2 단일클론 항체 - P13473

품목 번호: CM0010713



소개

인간 LAMP2를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 리소좀 생합성, 자가포식 및 샤페론 매개 자가포식 연구에 이상적입니다. 종 반응성: 인간. SWISS: P13473.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 LAMP2 mAb
비고/별칭	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
종	인간
GeneID (인간)	3920
GeneID	3920
면역원	인간 LAMP2의 아미노산 29-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002285.1).
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P13473
단백질 분자량	44kDa/45kDa
배송	아이스팩