


Rabbit Anti-Human Lifr/Cd118 단일클론항체 For Fc - P42702

품목 번호: CM0010701



소개

인간 LIFR/CD118에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)을 위해 ABflo 647에 직접 접합되었습니다. 사이토카인 신호 전달에 관여하는 약 124 kDa의 세포막 수용체인 인간 LIFR을 인식합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human LIFR/CD118 mAb
비고/별칭	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
종	인간
유전자 ID (인간)	3977
유전자 ID	3977
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P42702
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스백