

Rabbit Anti-Human Lilra2/Cd85H 단일클론항체 (If/Icc, Fc 용) - Q8N149

품목 번호: CM0008881



소개

인간 LILRA2/CD85h (ILT1/LIR7)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체. IF/ICC 및 유세포 분석법으로 검증됨. 인간과 반응. 선천면역 및 미생물 감염 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human LILRA2/CD85h mAb
비고/별칭	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
종	인간
유전자 ID	11027 (인간)
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N149
단백질 분자량	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
배송	아이스백