

Rabbit Anti-Human Lilrb4/Cd85K/Ilt3 단일클론 항체, Fc용 - Q8Nhj6

품목 번호: CM0012707



소개

인간 LILRB4/CD85k/ILT3(Q8NHJ6)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 설계되었으며, 면역 관용 및 단핵구 조절에 관여하는 억제성 면역 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
비고/별칭	B4, ILT3, LIR5, CD85K, ILT-3, LIR-5
종	인간
GeneID (인간)	11006
GeneID	11006
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NHJ6
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백