


토끼 항인간 Megalin/Lrp2 단일클론 항체 (세포내 유세포 분석용) - P98164

품목 번호: CM0008838



소개

로 컨쥬게이션된 고품질 토끼 단일클론 항인간 Megalin/LRP2 항체입니다. 신장, 태반 및 뇌에 존재하는 대형 내포작용 수용체 연구를 위한 세포내 유세포 분석에서 검증되었습니다. SWISS: P98164.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 Megalin/LRP2 mAb
비고/별칭	LRP2; DBS; GP330; LDL 수용체 관련 단백질 2
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	4036
유전자 ID	4036
면역원	인간 Megalin/LRP2 (NP_004516.2)의 아미노산 4446-4655에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P98164
단백질 분자량	521kDa
배송 방식	아이스 팩