


Rabbit Anti-Human Megalin/Lrp2 단일클론항체 (If-P 및 Fc (Intra)용) - P98164

품목 번호: CM0007774



소개

인간 Megalin/LRP2에 대한 고품질 토끼 단일클론항체로, 에 접합됨. 면역형광 및 세포내 유세포분석법에 대해 검증됨. 인간 및 마우스와 교차반응. 내세포작용 수용체 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human Megalin/LRP2 mAb
비고/별칭	LRP2; DBS; GP330; LDL 수용체 관련 단백질 2
종	인간
GeneID (인간)	4036
GeneID	4036
면역원	제조항 단백질 인간 Megalin/LRP2 (NP_004516.2)의 아미노산 4446-4655에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	IF-P, FC (intra)
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P98164
단백질 분자량	521kDa
배송	아이스백