

Rabbit Anti-Human Mica/Micb Mab - Q29983 / Q29980

품목 번호: CM0004819



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 MICA/MICB를 타겟으로 하며 유세포 분석에 적합합니다. 다양한 상피세포 및 종양 세포에 발현된 스트레스 유발성 NKG2D 리간드를 타겟으로 하여 면역 감시 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human MICA/MICB mAb
비고/별칭	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	100507436/4277
면역원(Immunogen)	인간 MICB (NP_005922.2)의 아미노산 23-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q29983/Q29980
단백질 분자량	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)