

유세포 분석용 토끼 항-인간 Mica/Micb 단일클론 항체 - Q29983 / Q29980

품목 번호: CM0012053



소개

유세포 분석용 인간 MICA/MICB를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플과 특이적으로 반응하며, 면역세포 검출 및 스트레스 리간드 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 MICA/MICB 단일클론 항체
비고/별칭	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
종	인간
GeneID (인간)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
면역원	인간 MICB(NP_005922.2)의 23-298번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q29983/Q29980
단백질 분자량	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
배송	아이스팩