


Rabbit Anti-Human Mmp9 단일클론항체 (세포내 유세포분석용) - P14780

품목 번호: CM0004099



소개

로 접합된, 인간 MMP9에 대한 세포내 유세포분석용 토끼 단일클론항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 세포외 기질 재구성 및 백혈구 이동에 관여하는 78kDa 젤라티나제 B 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human MMP9 mAb
비고/별칭	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; matrix metalloproteinase 9
종	인간
GeneID (인간)	4318
GeneID	4318
면역원	인간 MMP9 (NP_004985.2)의 아미노산 20-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC (세포내)
교차반응성	인간
SWISS	P14780
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백