

Rabbit Anti-Human Mrc2 Mab - Q9Ubg0

품목 번호: CM0011636



소개

유세포 분석(FC) 애플리케이션을 위한 Rabbit anti-Human MRC2 mAb입니다. 인간 교차 반응성을 가집니다. 엔도사이토시스 및 세포외 기질 리모델링 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량 167kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human MRC2 mAb
비고/별칭	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9902
GeneID	9902
면역원	인간 MRC2 (NP_006030.2)의 아미노산 35-513에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9UBG0
단백질 분자량	167kDa
배송	아이스 백팩(Ice bag)