

Rabbit Anti-Human Mrc2 단일클론항체 (유세포분석용) - Q9Ubg0

품목 번호: CM0005736



소개

이 로 접합된 토끼 단일클론항체는 콜라겐 내재화 및 세포외기질 재구성에 관여하는 C형 매너스 수용체인 인간 MRC2(CD280, ENDO180, UPARAP)를 표적합니다. 유세포분석 적용에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human MRC2 mAb
비고/별칭	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
종	인간
GeneID (Human)	9902
GeneID	9902
면역원	인간 MRC2 (NP_006030.2)의 아미노산 35-513 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC
교차반응성	인간
SWISS	Q9UBG0
단백질 분자량	167kDa
배송	아이스백